

## Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

05.2020

### BeeSana® SMS-Kittel / BeeSana® SMS gown

Schutzkittel für den extrastarken Schutz gegen Flüssigkeiten und Partikel / Protective gown for an extra level of protection from fluids and particles



#### Produktdaten / Description

REF	Größe / Size	Gewicht / Weight	Farbe / Color	Verpackung / Packing
3597	115 x 150 cm	40 g/m <sup>2</sup>	Blau / blue	Packung / Package: 10 St. / pcs. Karton / Carton: 5 Pckg.

#### Allgemeine Informationen / General information

##### Produktbeschreibung / Product description

Die kombinierten Lagen garantieren eine hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalien. Der Kittel ist zudem blickdicht, fusselarm, reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv für einen optimalen Tragekomfort. Verschlussbänder an Hals und Taille, sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss, unsteril für den Einmalgebrauch. / The combined layers are guaranteed to provide a highly effective barrier against fluids, germs and light chemical splashes. The gown is also opaque, low-lint and tear-resistant, while remaining breathable to ensure optimal wearer comfort. Fastening ties at neck and waist, cuffs at the end of the sleeves, non-sterile, disposable.

##### Materialzusammensetzung / Material composition

Spin-Vliesstoff, Meltblown-Vliesstoff / Spunbond-nonwoven, Meltblown-nonwoven

##### Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) / 5 years if stored properly (store in a cool and dry place, protect from sunlight)

##### Qualitätszertifikate / Quality certificates

**DIN EN 14126:2005 inklusive:**

**EN 16604**

**EN ISO 22610**

**EN ISO 22612**

**EN 13795**

**EN ISO 13485:2016**

**93/42/EWG / EEC:** Medizinprodukt der Klasse I /  
Medical product of class I