

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

01.2020

BeeSana® PP/PE-Kittel 26 g BeeSana® PP/PE protective gown 26 g

Der wasserdichte, teillaminierter Schutzkittel für Personal und Besucher / The waterproof, semi-laminated protective gown for personel and visitors



Produktdaten / Description

REF	Größe / Size	Gewicht / Weight	Farbe / Color	Packung / Package	Karton / Carton
4698	136 x 136 cm	26 g/m ² / 26 gsm	Gelb / Yellow	10 Stück / 10 pcs.	10 Packungen / 10 pkg.
4698-XL	150 x 170 cm	26 g/m ² / 26 gsm	Gelb / Yellow	10 Stück / 10 pcs	10 Packungen / 10 pkg

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description

Teillaminierter Schutzkittel aus PP mit PE-Beschichtung im Front- und Armbereich, mit Verschlussbändern an Hals und Taille, Trikotbündchen als Ärmelabschluss, unsteril, gelb, für den Einmalgebrauch / Semi-laminated protective gown made from PP with PE coating at the front and on the arms, fastening ties at the neck and waist, cuffs at the end of the sleeves, non-sterile, yellow, disposable

Materialzusammensetzung / Material composition

Polypropylen (14 g) und Polyethylen (12 g) / Polypropylene 14 gsm and Polyethylene 12 gsm

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) / 5 years if stored properly (store in a cool and dry place, protect from sunlight)

Prüfnormen / Testing standards

DIN EN 14126

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485 + AC:2012

93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I