

Technisches Datenblatt /
Technical Data Sheet

Stand / Status: 2019-08

Suavel® Astrid

Unsere universelle Baretthaube /
Our universal beret cap

Produktdaten / Description

REF	Größe / Size	Farbe / Color	Packung / Package	PZN
70-121B	53 cm	Blau	100 Stück	11362611
70-121G	53 cm	grün	100 Stück	11362628
70-121W	53 cm	weiß	100 Stück	11362605

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description

Hochwertige Baretthaube, aus weichem und leichtem Polypropylen-Vliesstoff, mit doppelt umnähtem Gummizug, höchster Tragekomfort bei guter Passform atmungsaktiv für bestmögliche Wärmeregulierung, hypoallergen /

Top-quality beret-style cap, made from soft, lightweight non-woven polypropylene, with double-sewn rubber drawstring, extremely comfortable and an excellent fit, breathable to ensure optimal thermoregulation, hypoallergenic

Materialzusammensetzung / Material composition

100 % Polypropylen / 100% Polypropylene

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) /
5 years if stored properly (store in a cool and dry place, protect from sunlight)

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485:2016

93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I
/ Medical product of class I

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. hg-klinikbedarf.de übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.hg-klinikbedarf.de